




# True Form™

RESHAPABLE GUIDE WIRE  
CABLE GUÍA REMODELABLE


- La punta moldeable conserva la forma durante los procedimientos
- La punta moldeable se puede modelar y remodelar varias veces para la canulación del vaso<sup>1</sup>
- El núcleo de acero inoxidable brinda un excelente soporte para dispositivos
- Recubrimiento hidrofílico para aumentar la maniobrabilidad a través de los vasos
- Eje flexible para navegar en anatomía tortuosa




TECNOLOGÍA DE PUNTA MOLDEABLE QUE REALMENTE  
MANTIENE SU FORMA

# True Form™

RESHAPABLE GUIDE WIRE CABLE GUÍA REMODELABLE




## ARRASTRE DEL CABLE GUÍA (Fuerza Friccional (g))



El recubrimiento hidrofílico de True Form es hasta 7 veces más lubricante que el de la competencia.<sup>1</sup>

Mínimo de 15 muestras analizadas

**“La capacidad del Cable guía True Form de moldearse varias veces y mantener su forma me permite utilizar el mismo cable guía, lo que disminuye la necesidad de utilizar cables guía adicionales.”<sup>1</sup>**



Dr. Shinichi Hori MD, PhD.  
Jefe Médico y Director,  
Instituto Gate Tower para Terapia Guiada por Imágenes

El Dr. Hori es un consultor pago de Merit Medical Systems, Inc.

Número de Producto	DE	Largo (cm)	Forma de la Punta	Cono Distal (cm)	Punta Moldeable (cm)	Largo de la Bobina Distal (cm)	Carga de la Punta (g)
TF14145S	0.014"	145	Recta	36	2	5	3.3
TF14165S	0.014"	165	Recta	36	2	5	3.3
TF14180S	0.014"	180	Recta	36	2	5	3.3
TF14180A	0.014"	180	Angulada	36	2	5	3.3

1. Datos en archivo

Antes de usar, consultar las Instrucciones de Uso por indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones, e indicaciones de uso.



Understand. Innovate. Deliver.™

Merit Medical Systems, Inc.  
1600 West Merit Parkway  
South Jordan, Utah 84095  
1.801.253.1600  
1.800.35.MERIT

Merit Medical Europa, Medio Oriente, y Africa (EMEA)  
Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport  
Holanda  
+31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd.  
Parkmore Business Park West  
Galway, Irlanda  
+353 (0) 91 703 733

merit.com

Australia  
+61 (0) 3 8373 4943

Austria  
0800 295 374

Bélgica  
0800 72 906 (Dutch)  
0800 73 172 (Français)

Brasil  
+55 11 4561 - 0062

Canada  
1.800.364.4370

China  
+86-10 8561 0788

Dinamarca  
80 88 00 24

Finlandia  
0800 770 586

Francia  
0800 91 60 30

Alemania  
0800 182 0871

Hong Kong  
+852-2207 6888

India  
+91-80-41223376

Irlanda (Republica)  
1800 553 163

Italia  
800 897 005

Luxemburgo  
8002 25 22

Holanda  
0800 022 81 84

Noruega  
800 11629

Portugal  
308 801 034

Rusia  
+7 495 221 89 02

Singapur  
+65 67536311

Corea del Sur  
+8210 2205 0707

España  
+34 911238406

Suecia  
020 792 445

Suiza  
(Deutsch)  
+41 22 518 02 30

(Français)  
+41 22 518 02 52

(Italiano)  
+41 22 518 00 35

Reino Unido  
0800 973 115