

Válvulas Hemostáticas de MERIT

Documento de Soporte a la página web



Objetivo

- 1 – Proveer Información Adicional de Válvulas Hemostáticas
- 2 – Enfocar en válvulas en Stock en Argentina.
- 3 – Proveer criterio de selección
- 4 – Proveer Información de Productos Relacionados

Válvulas Hemostáticas de Merit

- Opciones en Stock
- Otros Productos del MAP (Merit Accessory Pack)
- Otras Válvulas Ordenables

Válvulas Hemostáticas MERIT

8F



HVA con Brazo 8''

HVA-100

+MAP500 = Torquer Salmón
+MAP550 = Herramienta de Inserción
Metálico (Acero Inoxidable)
+MAP600 = Herramienta de Inserción
Plástico

Large Bore

9F

Calibre Grande



ACCESS-9

MAP111 +MAP550



DOUBLE-PLAY

MAP222 +MAP500+MAP550

Small Bore

7.2F

Calibre Pequeño



HONOR

MAP300



HONOR con Brazo 8''

MAP352 MAP500+MAP600

Comparación

Código	Válvula	Diam. Interno	Con Brazo y Stopcock	Adicionales
MAP111	ACCESS-9	9F		MAP550
MAP222	DOUBLEPLAY	9F		MAP550,MAP500
MAP300	HONOR	7.2F		
MAP352	HONOR	7.2F	Con brazo de 8"	MAP500,MAP600
HVA-100	HVA	8F	Con brazo de 8"	

+MAP500 = Torquer Salmón
+MAP550 = Herramienta de Inserción Metálico (Acero Inoxidable)
+MAP600 = Herramienta de Inserción Plástico

Válvula HVA

HVA-100 – Válvula Hemostática

Recomendado: Catéter < 8F (2.7mm)

HVA

- Hemostasis
- Valve
- Adapter

Brazo de 8" (20 cm)
Tubuladura de
Poliuretano

Adapter with Stopcock Handle
Male with Swivel Luer
French Size: 8F or Smaller

Policarbonato


**Stopcock
MARQUIS
de 3 Vías**

HVA

ACCESS-9

DOUBLE
PLAY


Honor



Válvula ACCESS-9

MAP111– Válvula ACCESS-9 + Herr. de Inserción

Recomendado: Catéter < 8F (2.7mm)



HVA

ACCESS-9

DOUBLE
PLAY

Honor

Access-9™

Material: Polycarbonate
Inner Lumen: 9F (.120")

Valve Material: Silicone Luer: Rotating

OEM: 500628002

Válvula **DOUBLE PLAY**

HVA-221 – DOUBLEPLAY

Recomendado: Catéter < 8F (2.7mm)



HVA

ACCESS-9

**DOUBLE
PLAY**

Honor

DoublePlay™

Material: Polycarbonate

Inner Lumen: 9F (.120")

Valve Material: Silicone Luer: Rotating

Válvula HONOR

MAP300 – HONOR



MAP352 – HONOR con Brazo de 8"



HVA

ACCESS-9

**DOUBLE
PLAY**

Honor


**Stopcock
de 3 Vías
MARQUIS**

Hemostasis Valve with
8" Tubing Extension

Honor®

Material: Polycarbonate Inner Lumen: 7.2F (.094")
Valve Material: Silicone Luer: Rotating

Válvula HONOR - MAP-352



Válvulas Hemostáticas de Merit

- Opciones en Stock
- Otros Productos del MAP (Merit Accessory Pack)
- Otras Válvulas Ordenables


Comparación

Código	Válvula	Diam. Interno	Con Brazo y Stopcock	Adicionales
MAP111	ACCESS-9	9F		MAP550
MAP222	DOUBLEPLAY	9F		MAP550,MAP500
MAP300	HONOR	7.2F		
MAP352	HONOR	7.2F	Con brazo de 8"	MAP500,MAP600
HVA-100	HVA	8F	Con brazo de 8"	

+MAP500 = Torquer Salmón
+MAP550 = Herramienta de Inserción Metálico (Acero Inoxidable)
+MAP600 = Herramienta de Inserción Plástico

MAP500 - Torquer

- Torquer para guías desde 0.009" hasta 0.018"
 - MAP 500: Color Salmón




MAP 550/600 - Herramienta de Inserción

- Permite Insertar la guía en la válvula sin lastimarse
 - Solo para guías hasta .18"
 - MAP600 – De Plástico
 - MAP550 – De Acero Inoxidable


MAP600

- Plastic Insertion Tool incluido por el MAP352 (HONOR)



MAP550

- Metal Insertion Tool incluido en el MAP111 y MAP222 (ACC-9 y DB)



Válvulas Hemostáticas de Merit

- Opciones en Stock
- Otros Productos del MAP (Merit Accessory Pack)
- Otras Válvulas Ordenables

PhD – 500 PSI



PhD™ Hemostasis Valve with Sidearm Tubing

Dual-seal hemostasis valve that simplifies procedures with an easy one-handed push-and-hold mechanism, allowing insertion of interventional equipment while controlling bleedback. Valve rated up to 400 psi.

SPECIFICATIONS

Inner lumen: 0.096" (2.44mm)/7.3F

Extension tube length: 23cm (9")

MAP851



PhD™ Hemostasis Valve

Dual-seal hemostasis valve that simplifies procedures with an easy push-and-hold mechanism, freeing your other hand to deliver interventional equipment. Valve rated up to 400 psi.

SPECIFICATIONS

Inner lumen: 0.096" (2.44mm)/7.3F

MAP801

400 PSI

FLO – 500 PSI



FLO30™

Merit Medical's FLO30 Hemostasis Valve is a short-body adapter providing maximum working length when required.

SPECIFICATIONS

Inner lumen: 0.118" (3mm)/9F



FLO50™

The FLO50 Hemostasis Valve offers a shorter body maintaining a large bore inner diameter rated up to 400 psi.

SPECIFICATIONS

Inner lumen: 0.118" (3.0mm)/9F



FLO40XR™

The FLO40XR Hemostasis Valve offers a shorter body and extension tubing as an additional feature. Valve rated up to 400 psi.

SPECIFICATIONS

Inner lumen: 0.096" (2.44mm)/7.3F

Extension tube length: 15cm (6")

Válvulas Hemostáticas de Merit

- Opciones en Stock
- Otros Productos del MAP (Merit Accessory Pack)
- Otras Válvulas Ordenables

Comparación

Código	Válvula	Diam. Interno	Con Brazo y Stopcock	Adicionales
MAP111	ACCESS-9	9F		MAP550
MAP222	DOUBLEPLAY	9F		MAP550,MAP500
MAP300	HONOR	7.2F		
MAP352	HONOR	7.2F	Con brazo de 8"	MAP500,MAP600
HVA-100	HVA	8F	Con brazo de 8"	

+MAP500 = Torquer Salmón
+MAP550 = Herramienta de Inserción Metálico (Acero Inoxidable)
+MAP600 = Herramienta de Inserción Plástico